



BEQUIPMENT DERMABRASION • Ref. WKB2504B

MICRODERMOABRASIÓN CON PUNTAS DE DIAMANTE

La microdermoabrasión es un procedimiento estético no invasivo que realiza una exfoliación mecánica controlada sobre la capa córnea de la piel mediante puntas de diamante y sistema de vacuum.

Su función principal es eliminar células muertas, impurezas y exceso de queratina mediante un efecto de lijado y barrido que estimula la regeneración celular y favorece la renovación de la epidermis.

El tratamiento se realiza mediante puntas de diamante de diferentes grosores combinadas con un sistema de vacío y succión controlada, permitiendo eliminar células muertas, exceso de queratina, impurezas y residuos acumulados sobre la superficie cutánea.

Gracias al efecto de lijado y barrido, la piel estimula sus procesos naturales de regeneración, favoreciendo la producción de colágeno y elastina, ayudando a conseguir una piel más uniforme, suave y revitalizada. Este tratamiento ayuda a mejorar visiblemente la textura, luminosidad y uniformidad de la piel, además de estimular la producción natural de colágeno y elastina.

Es una tecnología versátil que puede aplicarse en rostro y cuerpo, adaptándose a distintos tipos de piel y necesidades estéticas.

La microdermoabrasión puede aplicarse en distintas zonas corporales y faciales como:

- Rostro
- Cuello
- Escote
- Espalda
- Brazos
- Manos
- Codos
- Rodillas

Es ampliamente utilizada en protocolos de limpieza profunda, rejuvenecimiento, renovación celular y mejora de imperfecciones cutáneas.

¿Cómo funciona la microdermoabrasión?

El sistema combina:

- Exfoliación mecánica mediante puntas de diamante
- Vacuum o succión controlada
- Arrastre de células muertas e impurezas
- Estimulación de la renovación celular

Las puntas de diamante realizan un barrido controlado sobre la superficie de la piel eliminando células muertas y residuos acumulados, mientras el vacuum ayuda a retirar las partículas desprendidas y estimula la microcirculación.

La combinación de abrasión superficial y vacío produce:

- Eliminación de células queratinizadas
- Limpieza profunda de poros
- Estimulación circulatoria
- Oxigenación tisular
- Activación de fibroblastos
- Producción de colágeno y elastina
- Regeneración celular
- Renovación epidérmica y capa cornea
- La mejora de textura y luminosidad

Beneficios principales

- Exfoliación profunda y controlada
- Eliminación de células muertas
- Mejora de textura y tono
- Estimulación de colágeno y elastina
- Reducción de poros obstruidos
- Mejora de marcas superficiales
- Disminución de puntos negros e impurezas
- Aumento de luminosidad
- Estimulación de la microcirculación
- Favorece absorción de activos cosméticos
- Mejora el aspecto general de la piel

Componentes del sistema

El equipo incorpora:

- Manípulo de microdermoabrasión
- Sistema de vacuum regulable
- Puntas de diamante intercambiables
- Filtros de protección
- Tubos de conexión

Tipos de puntas de diamante

Las puntas deben seleccionarse según:

- Tipo de piel
- Sensibilidad cutánea
- Zona de trabajo
- Intensidad deseada

Ø 22 MM	
D100	Corporal. Indicado para acné, rodillas, codos y áreas con estrías
D180	
Ø 19 MM	
D180	Rostro. Indicado para manchas grandes, poros, envejecimiento por exposición solar
D220	
Ø 15 MM	
D100	Cicatrices, líneas finas y diversas imperfecciones
D200	
D250	
Ø 8 Y 6 MM	
D200	Ojos y ambos lados de la nariz. Arrugas, acné, espinillas y puntos negros
D250	

Puntas finas:

Indicadas para:

- Piel sensible
- Áreas delicadas
- Primera sesión

Puntas medias:

Indicadas para:

- Piel normal
- Limpieza profunda facial

Puntas gruesas:

Indicadas para:

- Piel gruesa
- Zonas corporales
- Exfoliación más intensa

⚠ No utilizar puntas gruesas en zonas delicadas o sensibilizadas.





Indicaciones

Especialmente recomendado para:

- Piel apagada
- Textura irregular
- Poros obstruidos
- Puntos negros
- Exceso de queratina
- Piel engrosada
- Líneas superficiales
- Manchas superficiales
- Limpiezas faciales profundas
- Protocolos de rejuvenecimiento
- Renovación celular

Contraindicaciones

No utilizar en casos de:

- Embarazo y lactancia
- Rosácea
- Piel extremadamente sensible
- Dermatitis seborreica
- Psoriasis
- Heridas o lesiones activas
- Infecciones cutáneas
- Acné severo o inflamatorio
- Mala cicatrización
- Historial de queloides
- Tumores cutáneos
- Verrugas
- Herpes activo
- Angiomas
- Piel recién depilada o rasurada

- Peeling químico reciente
- Cirugía reciente
- Quemaduras recientes
- Alteraciones de sensibilidad
- Implantes metálicos
- Procesos infecciosos o fúngicos
- Tatuajes o maquillaje permanente en la zona

⚠ Precaución en clientes con rellenos dérmicos, ácido hialurónico o Botox reciente. Se recomienda esperar el tiempo prudencial indicado por el profesional médico.

Protocolo profesional de aplicación

Preparación de la piel

1. Desmaquillar y limpiar profundamente la piel.
2. La piel debe estar completamente seca.
3. Realizar valoración cutánea previa.
4. Seleccionar la punta adecuada según tipo de piel.
5. Ajustar intensidad de vacuum progresivamente.

⚠ Se recomienda evitar exposición solar al menos 1 semana antes del tratamiento.

⚠ Suspender uso de retinoides o ácido glicólico 10 días antes y después.

Montaje del sistema

1. Conectar el tubo al equipo y al manípulo.
2. Verificar la colocación del filtro de espuma y lámina metálica.
3. Seleccionar y enroscar correctamente la punta de diamante.
4. Confirmar que la junta (ring) quede ajustada.

Técnica de trabajo

- Trabajar con movimientos lentos, suaves, ascendentes y constantes.
- Mantener el manípulo siempre en movimiento.
- No permanecer demasiado tiempo sobre una misma zona.
- Estirar suavemente la piel con la mano libre.
- Realizar entre 2 y 3 pasadas por zona.

Zonas de trabajo:

- Frente
- Mejillas
- Nariz
- Mentón
- Cuello

⚠ Evitar trabajar directamente sobre párpados y mucosas.

Regulación de intensidad

La intensidad de vacuum debe ajustarse según:

- Sensibilidad cutánea
- Tipo de piel
- Zona tratada
- Tolerancia del cliente

Siempre comenzar desde niveles bajos e incrementar progresivamente.

⚠ El cliente no debe sentir dolor durante el tratamiento.

Tiempo recomendado

Facial:

🕒 10–20 minutos

Corporal:

🕒 Según extensión de la zona

Post tratamiento

Es normal que la piel presente:

- Ligero enrojecimiento
- Sensación de calor
- Sensación de sequedad

Estas reacciones suelen desaparecer en pocas horas.

Recomendaciones post tratamiento:

- Aplicar martillo frío o mascarilla fría
- Utilizar protector solar
- Mantener hidratación cutánea
- Evitar exposición solar directa

Recomendaciones profesionales

- Mantener comunicación constante con el cliente
- Adaptar intensidad y punta según tolerancia
- No sobre trabajar la piel
- Puede combinarse con:
 - Hydro Facial
 - Ultrasonidos
 - Martillo frío
 - Alta frecuencia

Para potenciar resultados y calmar la piel.

Higiene y desinfección

La correcta higiene es fundamental para garantizar seguridad y durabilidad del equipo.

Limpieza recomendada:

1. Limpiar la punta con cepillo suave y alcohol o desinfectante.
2. Esterilizar después de cada uso.
3. Utilizar esterilizador UV o altas temperaturas.
4. Reemplazar filtros cuando disminuya la succión.
5. Mantener accesorios secos y protegidos.

⚠ Evitar golpes o caídas de las puntas de diamante.

Precauciones importantes

- No utilizar sobre piel irritada o lesionada.
- No trabajar sobre ojos o párpados.
- No ejercer presión excesiva.
- No intentar reparar el equipo.
- Utilizar únicamente piezas originales.
- Mantener los ojos cerrados durante el tratamiento.
- Se recomienda proteger los ojos con algodones húmedos.

Resultados esperados

La piel se observa:

- ✨ Más limpia y uniforme
- ✨ Más suave y luminosa
- ✨ Con mejor textura
- ✨ Más oxigenada y revitalizada
- ✨ Con reducción de impurezas y poros obstruidos
- ✨ Más receptiva a tratamientos cosméticos
- ✨ Con apariencia más fresca y saludable

Vacum y spray

Este equipo cuenta con vacunterapia y spray facial. Estas herramientas son el complemento perfecto del protocolo de limpieza facial profunda mediante funciones de vacuum (vacío) herramientas utilizadas para facilitar las extracciones de comedones, puntos negros y para activar la circulación. Y el spray facial, pulverización de soluciones cosméticas.

La Vacuum combina un sistema de succión controlada para facilitar la extracción de impurezas, comedones y exceso de grasa, junto con el spray que ayuda a esparcir a presión de soluciones y productos cosméticos, que nos permiten tener un mejor acabado, además de refrescar, calmar y descongestionar la piel después del tratamiento.

Gracias a su acción mecánica y estimulante, favorece la microcirculación, mejora el metabolismo cutáneo y optimiza la limpieza de la piel de forma segura y no invasiva.

Son herramientas ideales para protocolos faciales de higiene profunda, piel grasa, piel congestionada y tratamientos descongestivos.

¿Cómo funcionan?

El sistema trabaja mediante dos tecnologías complementarias:

- ◆ Succión al vacío

Utiliza cabezales de diversos grosores conectados a un sistema de succión controlada que permite:

- Extraer impurezas
- Eliminar puntos negros y exceso de grasa
- Favorecer la limpieza profunda de poros obstruidos
- Estimular la circulación sanguínea
- Mejorar la oxigenación tisular
- Apoyo en tratamientos de acné leve
- Facilitar la eliminación de residuos acumulados

Accesorios incluidos

El equipo incorpora 3 cabezales de succión de diferentes grosores diseñados para distintas necesidades de extracción y trabajo facial.

Los cabezales son resistentes, higiénicos y fáciles de limpiar y desinfectar.

Principales beneficios

- ✨ Limpieza profunda de poros
- ✨ Extracción de puntos negros y comedones
- ✨ Eliminación de grasa acumulada
- ✨ Mejora de la microcirculación
- ✨ Oxigenación de los tejidos
- ✨ Descongestión facial
- ✨ Reducción de impurezas
- ✨ Mejora del aspecto de la piel
- ✨ Complemento ideal para protocolos faciales

- ◆ Pulverización facial

El spray de bruma facial, está diseñado para nebulizar soluciones cosméticas, tónicos y principios activos en partículas ultrafinas, permitiendo una aplicación uniforme, ligera y altamente refrescante sobre la piel, ayudando a la absorción eficaz de los principios activos.

Esta función ayuda a:

- Refrescar la piel
- Reducir inflamación y rojeces
- Calmar sensibilidad post tratamiento
- Hidratar superficialmente
- Mejorar el confort cutáneo

Este sistema combina hidratación, oxigenación y revitalización cutánea mediante la pulverización controlada de activos cosméticos, ayudando a mejorar la absorción, calmar la piel y aportar frescura inmediata.

Gracias a su efecto descongestivo y refrescante, es una herramienta ideal para complementar protocolos faciales profesionales, especialmente después de tratamientos de exfoliación, hidrodermoabrasión o aparatología estética.

Es un tratamiento no invasivo, confortable y apto para todo tipo de pieles.

Características principales

- ♦ Nebulización ultrafina de activos

El sistema transforma las soluciones cosméticas en una microbruma ligera que se distribuye homogéneamente sobre la piel, favoreciendo una mejor absorción y una sensación inmediata de hidratación y frescura.

- ♦ Oxigenación y revitalización cutánea

La pulverización ayuda a mejorar la oxigenación superficial de la piel, aportando luminosidad y revitalización inmediata.

- ♦ Efecto calmante y descongestivo

Ideal para calmar la piel después de procedimientos estéticos, reduciendo sensación de calor, irritación o sensibilidad.

Principales usos y beneficios

- Hidratación inmediata
- Refrescante y calmante
- Mejora la absorción de activos cosméticos
- Aporta luminosidad y efecto revitalizante
- Ayuda a descongestionar la piel
- Complementa protocolos faciales y aromaterapia
- Mejora el confort del cliente durante el tratamiento
- Oxigena y revitaliza los tejidos

Indicaciones

Especialmente recomendado para:

- Piel deshidratada
- Piel sensible o sensibilizada
- Piel apagada y desvitalizada
- Protocolos hidratantes
- Tratamientos calmantes
- Finalización de tratamientos faciales
- Post hidrodermoabrasión o exfoliaciones
- Aromaterapia

Contraindicaciones

No utilizar en casos de:

- Infecciones cutáneas activas
- Heridas abiertas

- Irritación severa
- Alergia a los activos utilizados
- Enfermedades dermatológicas activas sin valoración profesional

Protocolo de aplicación

Preparación

- Limpiar previamente la piel
- Llenar el depósito con solución cosmética adecuada, tónico o agua destilada según protocolo

Técnica de trabajo

- Mantener una distancia aproximada de 15–20 cm del rostro
- Pulverizar de forma uniforme sobre toda la zona tratada
- Realizar movimientos suaves y continuos
- Evitar contacto directo con mucosas y ojos

Puede utilizarse:

- Durante el protocolo para aportar frescura
- Después de aparatología para calmar e hidratar
- Como paso final del tratamiento

Tiempo recomendado

 3–5 minutos

Puede repetirse según necesidad del protocolo.

Recomendaciones profesionales

- Utilizar soluciones cosméticas compatibles con nebulización
- Limpiar y desinfectar el depósito después de cada uso
- Evitar productos demasiado densos o aceitosos
- Puede combinarse con hidrodermoabrasión, ultrasonidos, peeling ultrasónico y martillo frío

La piel se observa inmediatamente:

- ✨ Más fresca y revitalizada
- ✨ Hidratada y luminosa
- ✨ Calmadas las rojeces y sensibilidad
- ✨ Más confortable y oxigenada
- ✨ Con aspecto saludable y uniforme

info@weelko.com

www.weelko.com

By @yubitzay.avila