

MoliCare® Skin Gorro con champú sin aclarado

Descripción general del producto/Finalidad prevista

El gorro de champú con champú y acondicionador puede utilizarse en personas encamadas que no pueden lavarse el pelo por medios convencionales. El gorro puede usarse a temperatura ambiente o calentarse en el microondas (incluido el envase) durante 15–20 segundos, máximo 800 W. La temperatura recomendada del gorro durante su uso es máximo 40 °C.

El gorro se coloca sobre la cabeza y el pelo se masajea a través del gorro durante 2–3 minutos. Tras la aplicación, el gorro puede retirarse. No es necesario aclarar. Utilizar sobre cuero cabelludo intacto.

El gorro de champú es de un solo uso y debe desecharse después de su utilización. Tras un máximo de 16 lavados con el gorro de champú, el pelo debe aclararse con agua.

Para uso por profesionales sanitarios, cuidadores formados y usuarios particulares.



Clasificación / Aspectos de seguridad

En la República Federal de Alemania, el gorro de champú sin aclarado MoliCare® Skin está clasificado como producto cosmético. El líquido de impregnación del gorro de champú sin aclarado MoliCare® Skin cumple con las últimas modificaciones del Reglamento Europeo sobre Cosméticos (CE) n.º 1223/2009.

Contiene únicamente ingredientes permitidos o no prohibidos para uso cosmético, de acuerdo con el Reglamento Europeo de Cosméticos (CE) n.º 1223/2009.

Aplicación / Indicación

El gorro de champú sin aclarado, que contiene champú y acondicionador, puede utilizarse en personas encamadas que no pueden lavarse el pelo por medios convencionales.

El producto está diseñado para la limpieza del pelo y del cuero cabelludo en la cama, sin necesidad de agua.

Números de catálogo

Número de Referencia	Envase
9950770	30 bolsas con 1 gorro de champú cada una en una caja de transporte, sellada con cintas adhesivas. 1 gorro de champú en una bolsa tubular de plástico PET.

Características del producto (Composición = INCI, aspecto general, valor de pH, envase primario, vida útil)

Características del producto	Composición = INCI, aspecto general, valor de pH, envase primario, vida útil
Tejido no tejido	Gorro blanco de material no tejido/plástico con loción limpiadora sin aclarado

MoliCare® Skin Gorro con champú sin aclarado

Composición del líquido de impregnación (INCI)

Aqua, Capryloyl Glycine, Glycerin, Disodium Cocoamphodiacetate, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Panthenol, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Caprylyl Glycol, Potassium Sorbate, Sodium Citrate

Colorantes, ingredientes de origen animal (bovino, ovino, caprino)	No presentes
Pureza microbiológica	Menos de 10 ² UFC/g, sin gérmenes patógeno
Valor de pH	5,0 – 6,0
Vida útil	24 meses
Dimensiones	21 x 16 x 4,5 cm
Envase primario	Bolsa tubular de plástico PET

Etiquetado

Nº de lote:

- 1º y 2º dígito: dos primeros dígitos del año de fabricación (16 = 2016, 17 = 2017, etc.)
- 3º al 5º dígito: día de fabricación dentro del año (002 = 2 de enero)
- 6º y 7º dígito: línea de producción (04)
- 8º al 11º dígito: hora de fabricación

por ejemplo:

23
Año 2023

002
Día de fabricación
2 de enero

04
Línea de
producción

16:45
Hora de fabricación
4:45 p.m

Fecha de caducidad:
Exp. (ejemplo 12/2025)

Vida útil 24 meses

Fecha de revisión del texto: 2023-06-06